

GET UP – Aide à la mobilisation pour les services d'imagerie

Champ d'application

En imagerie, il est important de placer les patients de façon sécurisée et très précise. Cela est possible avec le système de support pivotant Get Up®. Le positionnement sécurisé et ergonomique des patients permet au système d'avoir plus de rentabilité, étant donné que moins d'examen doivent être interrompus et répétés.

Parallèlement, cela aide à réduire les contacts avec le personnel, réduisant ainsi durablement les risques d'infection. Le système Get Up® rend le quotidien d'un cabinet, d'une clinique dans le domaine exigeant de la radiologie plus facile et sécurisé grâce à son support pivotant et peu encombrant. Cela réduit le risque de chute pour les patients et maximise l'ergonomie pour le personnel. Le patient peut être préparé et placé de façon précise avec un effort physique limité pour l'examen IRM, le diagnostic radiologique ou la radiothérapie. Le système répond aux exigences les plus élevées en matière d'hygiène, ainsi que de traitement et de durabilité.

En radiologie, il n'est pas rare que les mouvements des patients soient limités, ce qui constitue une difficulté pour le personnel. Le système conçu de façon purement mécanique, aide les patients à se positionner de la façon la plus autonome possible sur la table d'examen, même depuis leur lit ou chaise roulante. Le personnel a toujours la situation sous contrôle.



Avantages du système Get Up®

Le système Get Up® assiste, quand cela est possible, les patients, le personnel et accroît la rentabilité de votre cabinet ou service.

Avantages pour les patients :

- Se redresser et se lever de façon autonome.
- Autonomie pour le positionnement.
- Réduction du risque de chute.
- Maintien ferme et sécurisé.


Avantages pour vous et votre personnel :

- Processus plus rapides.
- Travail qui épargne le dos.
- Effort moindre, même avec des patientes et patients lourds.
- Réduction du contact avec les patientes et patients infectieux.

Moyens d'accroître la rentabilité :

- Personnel en meilleure santé et plus motivé.
- Réduction des temps d'arrêt liés à des problèmes de santé / évitables.
- Processus d'examen plus rapides et donc plus économique.
- Plus de temps pour discuter avec les patients.

Le système monté au plafond supporte jusqu'à 175 kg à proximité de la base, et encore 135 kg au niveau du point d'accrochage le plus périphérique. Ainsi, le système Get Up® couvre toute la largeur de bande dans le cabinet radiologique. Un système simple permet de positionner de façon sécurisée le bras au-dessus des patients et facilite le redressement et la sécurisation, et il est facile et agréable à utiliser.



Une légère traction au niveau du câble permet de déverrouiller le Get Up® et de le faire pivoter dans la position souhaitée. Si le câble de traction est à nouveau relâché, le Get Up® est fixé dans une position sécurisée.

Grâce à sa flexibilité, le système de support atteint presque tous les points à l'intérieur de son rayon de pivotement. La poignée suspendue peut être accrochée et ajustée sans difficulté. Les patients et le personnel peuvent utiliser le système avec peu d'effort mais avec une sécurité accrue.